

## Bilaga 26 till dokument Födoämnesprovokation

Skaraborgs Sjukhus

Februari 2016

Revideras februari 2019

### Dubbel-blind mjölk-provokation enligt Sachska

**Aktiv substans:** Elemental 028 Extra, 50 g pulver till 250 ml vatten. Tillsätt 20 g mjölkpulver till 200 ml av den färdiga blandningen

**Placebo:** Elemental 028 Extra, 50 g pulver till 250 ml vatten. Tillsätt 6 g rismjöl till 200 ml av den färdiga blandningen.

Ges med 30 minuters intervall. Stanna kvar på avdelningen 2 timmar efter sist givna dos.

Dos	Mängd lösning	Mängd mjölkpulver	Mängd mjölkprotein	Kommentar
1	0,1 ml	0,001 g	0,0036 g	Behöver endast ges vid stor risk för reaktion.
2	1 ml	0,1 g	0,036 g	
3	10 ml	1 g	0,36 g	
4	47	4,7 g	1,7 g	
5	94 ml	9,4 g	3,4 g	Endast för äldre barn/ungdomar