

Gäller för: VE Akutmott Ambulans, VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-02-25

Innehållsansvar: Anna-Carin Karlén, (annka24), Enhetschef

Giltig till: 2027-02-25

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Elkonvertering – registrering i Melior respektive Elvis – kardiologi

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Klargöra hur patienter som elkonverteras akut ska registreras i Melior respektive Elvis.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Akut elkonvertering görs som princip i öppenvård. Ibland kan dock patienten bli inlagd av olika skäl, ibland av medicinska och ibland av administrativa orsaker.

Patienter som blir inlagda över natt registreras som slutenvårdstillfälle.

Övriga patienter registreras som öppenvårdstillfälle, oavsett tid på dygnet eller vilken dag besöket sker. Dokumentation sker då under KardÖv.

Öppenvårdskontakt skapas i efterhand i Elvis av sekreterare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Akutmott Ambulans, VE Kard Inf Hud Njur
Gastro

Innehållsansvar: Anna-Carin Karlén, (annka24), Enhetschef

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9709-121726567-47

Version: 7.0

Giltig från: 2025-02-25

Giltig till: 2027-02-25