

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-07

Giltig till: 2027-01-29

Dialys utan antikoagulantia - njursjukvård

Revideringar i denna version

Smärre ändringar i hela dokumentet. Ändring av innehållsansvarig.

Syfte

Tydliggöra handhavandet vid dialysbehandling utan antikoagulantia.

Arbetsbeskrivning

Rutin

Maskin: Fresenius 6008

Filter: Enligt läkarordination

Behandling: HDF post. Tryck av autosub och välj 25–50 ml /min.

Behandlingstid: 2,5 – 4 timmar

Priming enligt anvisning.

Vid dialysbehandlingar över 4 timmar bedöm om slangar och filter behöver bytas ut.

Arbetsgrupp

Innehållsansvarig

Bogdan Matei, Överläkare, Njurmedicinska kliniken, SkaS Skövde

Sofie Löfgren, Sektionsledare, Dialysmottagningen, SkaS Skövde.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-31

Version: 7.0

Giltig från: 2025-02-07

Giltig till: 2027-01-29