

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-09-15

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2027-09-12

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dialyskoncentrat, handläggning – njursjukvård

Revideringar i denna version

Ändring i stycke gällande vem som beställer samt i arbetsgrupp.

Syfte

GMP-dokument (Good Manufacturing Practice).

Ansvar

Denna överenskommelse är gjord mellan Njurmedicinska kliniken och godsmottagningen Skaraborgs Sjukhus, Skövde. Verksamhetschefen och chefen för godsmottagningen ansvarar för att berörd personal inom respektive verksamhetsområde fått information om denna rutin.

Arbetsbeskrivning

Allmänt

Dialyskoncentrat till dialysmottagningen levereras i stora tankar med Smartbags med 300 liter dialyskoncentrat i vardera samt lådor med 60 stycken Smartbags i varje. De transporteras med manuell gaffeltruck.

Normalrutin

Förrådsansvarig personal beställer dialyskoncentrat i samråd med läkemedelsansvarig sjuksköterska. Ankomstkontroll görs av personal på godsmottagningen.

- Kontrollera att behållaren är hel och inte utsatts för synlig skada samt att spännband över behållaren är hela.
- Kontrollera att vätskan är inom föreskrivet temperaturintervall (+5 ±30 °C, känn med handen), framför allt ej frusen.

- Kontrollera att inget läckage har uppstått (ger saltavlagringar).
- Kontrollera att det finns läsbar etikett/innehållsdeklaration på behållaren.
- Kontrollera mot följesedel att rätt mängd har levererats.
- Följesedel skickas efter kontroll med internpost till dialysmottagning.

Vid avvikelse – antecknas detta av godsmottagaren på följesedeln. Vid upptäckt av någon avvikelse meddelar godsmottagningen driftansvarig för personal/sjuksköterska på Dialysmottagningen tel. 324 14.

Reklamationer görs i första hand av MT alternativt av läkemedelsansvarig sjuksköterska.

Dialyskoncentratbehållarna transporteras från godsmottagningen till källarförråd (12-1012) av vaktmästeriet. Transport av Smartbags till Dialysmottagningen görs av personal från Dialysmottagningen som ställer dessa i låsta utrymmen.

Relaterad information

Kopior finns utlagda på följande platser: Godsmottagningen, Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Arbetsgrupp

Innehållsansvariga

Anna Wärme, Överläkare, Njurmedicinska kliniken, SkaS Skövde

Sofie Löfgren, Sektionsledare, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

Thomas Turemark, Sjuksköterska, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Baran Mardoukhi, (barma17), Apotekare, Anna
Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-32

Version: 7.0

Giltig från: 2025-09-15

Giltig till: 2027-09-12