

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-10-27

Innehållsansvar: Annika Johansson, (annjo65), Sjuksköterska/diabetes

Giltig till: 2027-10-16

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Glukosmätning vid hemodialys - njursjukvård

Revideringar i denna version

Förlängs i oförändrad version.

Syfte

Instruktion för P-glukosmätning Dialysmottagning Skaraborg sjukhus Skövde.

Mål

Att tydliggöra vikten av att patienten har ett bra blodsockerläge. För att minska törst, trötthet och risk för övriga komplikationer såsom hjärtinfarkt. Förbättra sårhäkning och metabol kontroll inför transplantation.

Ansvar

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska kontrollerar värdet i samband med månadsprover och ansvarar för åtgärd, se normalrutin.

Diabetesansvarig sjuksköterska på Dialysmottagningen ansvarar för kvalitetssäkring av blodsockermätare med internkontroll och externt via Equalis.

Arbetsbeskrivning

Målvärdet är individuellt och dokumenteras i journalanteckning vid HD-rond. Värdet sätts utifrån det lägsta HbA1c som patienten klarar utan att ha känningar.

Normalrutin

HbA1c-mål noteras vid diabetesbehandlingen, aktuell ordination.

Om HbA1c ligger över det individuella målet tas blodsocker x 3 (före dialysstart, innan fikar samt vid avslut) vid ett dialystillfälle varannan vecka. Värderna dokumenteras i mätvärden/Melior.

Om avvikande värden kontakta ansvarig diabetessköterska.

Utöver dessa provtillfällen tas alltid P-glukos vid misstänkt hypoglykemi.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Annika Johansson, (annjo65),
Sjuksköterska/diabetes

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-48

Version: 7.0

Giltig från: 2025-10-27

Giltig till: 2027-10-16