

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Susanne Lilja, (susli37), Apotekare

Granskad av: Annette Trengre Jarlshammar, (anntr2), Utvecklingschef

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Giltig från: 2025-03-24

Giltig till: 2027-03-21

Vårdnära läkemedelslager (VNL) SkaS Lidköping - reservrutin

Förändringar sedan föregående version

Ersätter: Vårdnära läkemedelslager (VNL) SkaS Lidköping - reservrutin version 9.

Ändringar sedan föregående version: Ändrat förvaringsplats för nycklar till automat till Ortopedi- och kirurgiavdelningen i Lidköping. Lagt till kopiedistribution av bilagor i Nödärm. Redaktionella ändringar.

Kopior: Utskriven kopia av denna rutin finns bredvid nyckeln på Ortopedi- och kirurgiavdelningen Lidköping, bredvid nycklarna hos Trygghetscentralen Lidköping, i Nödärm Skövde och Lidköping samt i pärm *Reservrutin VNL* i VNL Lidköping.

Utskriven kopia av Bilaga 1 *Checklista vid längre driftstopp (bedöms av EC) i automat* samt Bilaga 2 *Blankett uttag ur automat när reservrutin tillämpas* finns i Nödärm Skövde och Lidköping.

Utskriven kopia av Bilaga 2 *Blankett uttag ur automat när reservrutin tillämpas* finns i pärm *Reservrutin VNL* i VNL Lidköping.

Bakgrund och syfte

Rutinen syftar till

- att klargöra ansvar, behörighet och arbetsuppgifter när elektroniskt lås i dörren inte fungerar till vårdnära läkemedelslager (VNL).
- att klargöra rutiner vid driftstopp i Hamlet respektive Läkemedelsautomat i vårdnära lager (VNL).

Fem stycken VNL finns på SkaS, varav VNL gul, VNL röd, VNL grön samt VNL Blå finns i Skövde. Ett femte VNL finns i Lidköping.

Samtliga VNL är försedda med elektroniskt lås som öppnas med SITHS-kort + passerkod. Behörighet till VNL kopplas på automatiskt för de som har behörighet till läkemedelsrum på avdelning/mottagning.

Inloggning till Hamlet respektive till läkemedelsautomat görs med SITHS-kort och PIN-kod. Behörighet till Hamlet och läkemedelsautomat styrs via KiV.

Nycklar till automat förvaras i säkerhetspåse på Ortopedi- och kirurgiavdelningen i Lidköping. Rätt att bryta försegling har personal från Sjukvårdsapotek VGR SkaS samt sjuksköterska på enhet i Lidköping i nedanstående situationer.

Nyckel till dörr VNL förvaras hos Trygghetscentralen Lidköping. Här förvaras även en uppsättning nycklar till automaten. Rätt att bryta försegling har väktare samt personal från Sjukvårdsapotek VGR SkaS i nedanstående situationer.

Verksamhetschef/Enhetschef ansvarar för att denna rutin är känd och tillämpas av egen personal.

Enhetschef Sjukvårdsapotek VGR SkaS ansvarar för att lista på aktuella läkemedel och placering i automaten finns i pärm *Reservrutin VNL* som förvaras i VNL. Sjukvårdsapotek VGR SkaS ansvarar för att det finns kvittenslista tillsammans med nyckel.

Avgränsningar

Målgrupp är personal Trygghetscentralen inklusive väktare, sjuksköterskor på vårdenhet, personal Sjukvårdsapotek VGR SkaS.

Utförande

Lås i dörren till vårdnära läkemedelslager (VNL) fungerar ej

(när lås eller kortläsare sätts ur funktion)

1. **Dagtid helgfri måndag-fredag** kl. 07.30-16.00 kontaktar sjuksköterska Sjukvårdsapotek VGR SkaS tel. 0510-48 89 45 för stöd/felanmälan.
2. **Övrig tid** ringer sjuksköterska Trygghetscentralens servicetelefon 0500-43 28 40, som ringer ut väktare till plats för åtgärd.
 - a) Väktare utför kontroll av SITHS-kort och behörighetskontroll i Bewator.
 - b) Väktaren använder sig av reservnyckel VNL (se ovan) när denne är behjälplig med upplåsning för sjuksköterska från avdelning/mottagning.
 - c) Väktare väntar kvar tills ärendet är avslutat.

Vid driftstopp i Hamlet (går inte att söka och boka läkemedel i Hamlet) kan direktuttag i automat göras.

Vid driftstopp i automat (går inte att logga in i läkemedelsautomat)

1. **Dagtid helgfri måndag-fredag kl. 07.30-16.00** kontaktar sjuksköterska Sjukvårdsapotek VGR SkaS tel. 0510-48 89 45 för stöd/felanmälan.
 - a. gör omstart av automat, se pärm *Reservrutin VNL*
 - b. sök aktuellt läkemedel på annan vårdenhet.
 - c. om aktuellt läkemedel inte går att finna kan automat låsas upp. Kontrollera först i Hamlet att aktuellt läkemedel finns i läkemedelsautomaten.
2. **Övrig tid** kontakta Ortopedi- och kirurgiavdelningen i Lidköping om inte behovet löses via punkt 1a/b och behov enligt punkt 1c, ovan, finns.
 - a. Sjuksköterska Ortopedi- och kirurgiavdelningen utför leg.kontroll/uppvisande av SITHS-kort och fyller i blankett [Kvittenslista för tillfälligt lån av behörighetskort eller nyckel.](#) samt lämnar ut nyckel. Nyckel kan utlämnas till sjuksköterska respektive personal från Sjukvårdsapotek VGR SkaS.
 - b. Uttag av nyckel dubbelsigneras på säkerhetspåsen.
 - c. Ta reda på var i automaten som de aktuella läkemedlen finns enligt den lista med varunamn och placering som finns i pärm *Reservrutin VNL*. Listan kallas lagerplatsrapport.
 - d. Öppna de enheter i automaten där de aktuella läkemedlen finns. Se *Manuell öppning av automaterna* i pärm *Reservrutin VNL*.
 - e. Sjuksköterska ansvarar för att uttag från automaten dokumenteras på *Blankett uttag ur automat när reservrutin tillämpas* som finns i pärm *Reservrutin VNL*. Avdelning, varunamn och uttagen mängd ska anges samt för kontrollvaror anges även patientens personnummer. Uttaget signeras.
 - f. Lås automaten. Nycklarna lämnas tillbaka till Ortopedi- och kirurgiavdelningen, där de läggs i ny säkerhetspåse som märks och dubbelsigneras. Vid återlämnande av nyckel kvitteras nyckel åter på kvittenslista.
 - g. Den tomma, använda påsen lämnas tillsammans med kvittenslista till Sjukvårdsapotek VGR SkaS Lidköping nästkommande vardag.
3. **Övrig tid** när inte Ortopedi- och kirurgiavdelningen i Lidköping är öppen ringer sjuksköterska Trygghetscentralens servicetelefon

0500-43 28 40, om inte behovet löses via punkt 1a/b och behov enligt punkt 1 c, ovan finns. Väktare rings då ut till plats för åtgärd.

- a) Väktare utför kontroll av SITHS-kort och behörighetskontroll i Bewator.
- b) Väktaren använder sig av reservnyckel VNL (se ovan) när denne är behjälplig med upplåsning för sjuksköterska från avdelning/mottagning.
- c) Väktare väntar kvar tills ärendet är avslutat.

Relaterad information

Bilagor

Bilaga 1 till rutinerna Vårdnära Läkemedelslager (VNL) SkaS Lidköping reservrutin (Dokument-ID: SKAS9728-238049044-30) respektive Skövde reservrutin (Dokument-ID: SKAS9728-238049044-31)
Checklista vid längre driftstopp (bedöms av EC) i automat

Bilaga 2 till rutinerna Vårdnära Läkemedelslager (VNL) SkaS Lidköping reservrutin (Dokument-ID: SKAS9728-238049044-30) respektive Skövde reservrutin (Dokument-ID: SKAS9728-238049044-31) *Blankett uttag ur automat när reservrutin tillämpas*

Tillämpliga lagar, föreskrifter eller externa riktlinjer

HSLF-FS 2017:37.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Susanne Lilja, (susli37), Apotekare

Granskad av: Annette Trengé Jarlshammar, (antr2),
Utvecklingschef

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Dokument-ID: SKAS9728-238049044-30

Version: 10.0

Giltig från: 2025-03-24

Giltig till: 2027-03-21