

## Hjälpmedel för medicinering och parenteral nutrition ISO 041924

Avtal för pumpar för TPN, Gammaglobulin och APO-morfin gäller t.o.m. 2026-10-31

Avtal för smärtpumpar gäller t.o.m. 2026-09-30

Sortimentsöversikten uppdaterades 2026-01-12

### Information färgkoder

**Förskrivs i första hand.** I sortiment, enligt tidigare upphandlingsavtal. Hyrs ut till lägre pris än produkt enligt nuvarande avtal. Bra miljöval.

I sortiment, enligt nuvarande upphandlingsavtal.

## Volympumpar

Sesam nr	Benämning	Ingår i standardkonfiguration	Tillbehör som <b>inte</b> ingår och kräver separat beställning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
70432	Infusionspump <b>Mini Rythmic PN+</b>	Externt uppladdningsbart batteripaket och nätadapter.	71857- Droppställningsfäste	Micrel Medical Devices Nordics AB	KP5.04.176.4	Liten bärbar volympump för infusionsterapi
78990	Infusionspump <b>Sapphire</b>	Litiumjonbatteri och laddningsadapter. Transport/förvaringsväska samt droppställningsfäste.		Steripolar AB	15031-000-0009-VGR	Multi-terapi infusionspump för parenteral nutrition och läkemedelsbehandling. (Kontinerlig, Intermittent, steg, PCA samt upp-/nedtrappningstillförel.)
70431	Infusionspump <b>CADD Solis VIP</b>	Låsnöckel  (Används så att en kassett kan låsas på plats vid pumpen samt för att låsa/låsa upp knappsatsen om det tilläts av protokollinställningen)	69101- Externt uppladdningsbart batteripaket 72729- AC/Laddningsadapter 69108- Droppställningsfäste som används tillsammans med 69098 "Adapterplatta" till droppställningsfästet. 69107- Fjärrdoseringskabel som kan kopplas till pumpen för extra PCA (patientkontrollerad smärtlindring) dos.	Smiths Medical Sverige AB	21-2120-0105-14L	Multi-terapi infusionspump för parenteral nutrition och läkemedelsbehandling. (Kontinerlig, Intermittent, steg, PCA samt upp-/nedtrappningstillförel.)  Används med 4 AA batterier alt. externt uppladdningsbart batteri

[Infusionsaggregat för specifik pump beställs via Läkemedelsnära produkter LMN](#)

## Sprutpump elektriskt

Sesam nr	Benämning	Ingår i standardkonfiguration	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
82827	Sprutpump <b>SO CONNECT+ V1,3</b>	2st 3,7v litium x-large batterier, laddare, nätsladd och läderväska.	NordicInfuCare AB	910050-KIT	Elektrisk sprutpump för subkutan tillförsel av immunglobuliner och deferoxamin. Programmera tid eller flödes hastighet samt möjlighet att dela upp läkemedelsvolymen i sprutan till flera infusionsställen. Till en och samma pump används nycklade sprutor på 20 ml, 30 ml eller 50 ml.
79003	Sprutpump <b>SO CONNECT+ V1.2</b>			910050	Första versionen (1.2) har enbart monoinställning (jämn hastighet) och andra versionen (1.3) har både mono och multi setting (möjlighet till upptrappning).
78999	Sprutpump <b>SO CONNECT PAR</b>	2st 3,7v litium large batterier, laddare, nätsladd och läderväska	NordicInfuCare AB	910017	Elektrisk sprutpump för subkutan tillförsel av Apomorfin. Extern batteriladdning. Kod för att göra inställningar, larm för saknad spruta. 5 olika flödes hastighet kan förprogrameras.
71798	Sprutpump <b>CRONO SuperPID</b> Crono sprutstorlek 10 och 20 ml.	2st CR123 3V, förvaringsväska och transportväska i tyg, elastiskt bälte och bärrem.	NordicInfuCare AB	202092	Elektrisk sprutpump för kontinuerlig tillförsel av immunoglobuliner och andra läkemedel för subkutan bruk. Finns i olika utföranden för användning av speciellt anpassade sprutor med olika ml mängder. Kan ställas in till exakt flödes hastighet eller infusionstid. Matningsmekanismen verkar direkt på reservoarens gummikolv. Innovativt infusionskontrollsystem som gör att pumpen kan startas om automatiskt och slutföra en infusion när en ocklusion har avlägsnats.
71800	Sprutpump <b>CRONO S-PID50</b> Crono sprutstorlek 50 ml.			210579	
71801	Sprutpump <b>CRONO S-PID100</b> Crono sprutstorlek 100 ml.			910100	
69127	Sprutpump <b>MP mlh+</b> standardsprutor 10-50 ml	6 st alkaliska LR03 AAA och bärväska	Micrel Medical Devices Nordics AB	KP1.12.220.6	Elektrisk sprutpump för subkutan tillförsel av immunglobuliner Används med standardsprutor 10-50 ml av märket BD, Terumo, BBraun Codan/LMT. Programmering i ml/tim.

[Sprutor och infusionsset för specifik pump beställs via Läkemedelsnära produkter LMN](#)

### Sprutpump mekanisk

Sesam nr	Benämning	Ingår i standardkonfiguration	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
71802	Sprutpump <b>FreedomEdge</b>	Förvaringsväska	Steripolar AB	F10020	Mekanisk sprutpump för subkutan infusion av immunglobuliner och andra läkemedel eller vätskor. Används med 20 el 30ml spruta med Luer-Lok, hastighet regleras tillsammans med flödeshastighetsslangar.
71803	Sprutpump <b>Freedom60</b>	Förvaringsväska	Steripolar AB	F10050	Mekanisk sprutpump för subkutan infusion. Används enbart med nycklad 60ml spruta tillsammans med HighFlo subcutant infusionsset med nålskydd från RMS Medical Products.

[Sprutor, flödeshastighetsslangar och infusionsset för specifik pump beställs via Läkemedelsnära produkter LMN](#)

### Smärtpumpar

Sesam nr	Benämning	Ingår i standardkonfiguration	Tillbehör som <b>inte</b> ingår och kräver separat beställning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
71792	Smärtpump <b>CADD Solis PIB</b>	Låsnyckel  (Används så att en kassett kan låsas på plats vid pumpen samt för att låsa/låsa upp knappsatsen om det tillåts av protokollinställningen)	<b>69101</b> - Externt uppladdningsbart batteripaket <b>72729</b> - AC/Laddningsadapter <b>69108</b> - Droppställningsfäste som används tillsammans med <b>69098</b> "Adapterplatta" till droppställningsfästet. <b>69107</b> - Fjärrdoseringskabel som kan kopplas till pumpen för extra PCA (patientkontrollerad smärtlindring) dos.	Smiths Medical Sverige AB	21-2111-0402-14L	Smärtpump, PCA. För läkemedelsbehandling. Pumpen kan programmeras med en kontrollkonfiguration bestående av behandling, kvalifikator och läkemedel. Läkemedel tillförs i en jämn hastighet och/eller med en intermittent bolusdos och/eller med en patientdos.  Används med 4 AA batterier alt. externt uppladdningsbart batteri

[Infusionsaggregat för specifik pump beställs via Läkemedelsnära produkter LMN](#)