

Produktblad

Upphandling Muskel och Nervstimulatorer

Nytt avtal från 2024-03-01

Avtalstid 2024-03-01 - 2026-02-28, med möjlig förlängning i ytterligare 24 månader.

Produktbladet uppdaterades 2024-03-26

Stimulator för smärtlindring

Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning
73831	2061	Cefar TENS

Cefar TENS är en 2-kanalig stimulator, anpassad både för hemmabruk av patienten och för terapeuten på kliniken för att ge behandling med elektrisk stimulering vid smärta. TENS (Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering) använder nervsystemets egna smärtmekanismer för att reducera både akut och långvarig smärta.

Stimulatorn har 10 olika program och 5 anpassade program.



Stimulator för NMES

Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning
83872	2941	Cefar Rehab x 2

Cefar Rehab x 2 är en 2-kanalig stimulator för både muskelrehabilitering NMES (Neuromuskulär Elektrisk stimulering) och smärtlindring (TENS). Kanalerna är simultana, vilket innebär att valt program gäller för båda kanalerna. Målet med elektrisk muskelstimulering är att framkalla muskelsammandragningar eller vibrationer i musklerna. Normal muskelaktivitet kontrolleras av det centrala och perifera nervsystemet som sänder elektriska signaler till musklerna. NMES fungerar på liknande sätt men använder en extern källa (stimulatorn) och elektroder fästa på huden för att sända elektriska impulser till kroppen. Impulserna stimulerar nerverna så att de sänder signaler till en utvald muskel som reagerar genom att dra ihop sig, precis som vid normal muskelaktivitet. Simulatorn har 27 förinställda program och tre anpassade program.



Stimulator vid inkontinens


Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning
37107	CC1480	Cefar Peristim Pro

Cefar Peristim Pro är en 2-kanalig stimulator för behandling och rehabilitering av inkontinens. Kanalerna är simultana vilket innebär att valt program gäller för båda kanalerna. Simulatorn har sju förinställda program för invärtes behandling med vaginal och/eller anal elektrod, två TENS program för extern behandling med hudelektroder samt tre anpassade program.




Elektroder och tillbehör

Sesam nr	Lev. art.nr	Benämning
24261	42205	Elektrod Cefar Dura Stick Premium, 3,2 cm rund, 4 st/fp
24085	42207	Elektrod Cefar Dura Stick Premium, 4 x 6 cm oval, 4 st/fp
24262	6220700	Elektrod Cefar Dura Stick Premium, 5 x 10 cm, oval, 4 st/fp
21168	42210	Elektrod Cefar Dura Stick Premium, 5 x 9 cm, rekt, 4 st/fp




Dura Stick Premium tillverkad i specialväv som fäster väl på ojämna kroppsdelar, kan återanvändas upp till 20-40 behandlingar.

Sesam nr	Lev. art.nr	Benämning
31933	42219	Elektrod Cefar Dura Stick Plus, 3,2 cm, rund 4 st/fp
31934	42198	Elektrod Cefar Dura Stick Plus, 5 x 5 cm, fyrkant, 4 st/fp
31935	42199	Elektrod Cefar Dura Stick Plus, 5 x 9 cm, rekt, 4 st/fp




Dura Stick Plus tillverkad i traditionell elektrodväv, kan återanvändas upp till 20-40 behandlingar.

Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning
50578	42212	Elektrod Cefar Dura Stick Premium för känslig hud, 4x9 cm rekt, Blå,4st/fp
50579	42211	Elektrod Cefar Dura Stick Premium för känslig hud, 5x5 cm fyrkant, Blå,4st/fp



Dura Stick Premium blå har en skonsammare elektrodgel för känsligare hud. Fungerar väl till håriga kroppsdelar. Kan återanvändas upp till 20-40 behandlingar.

Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning
80923	79966	Electrode Sil/Carbon 4x6 cm, rekt, styckpris
80925	79968	Electrode Sil/Carbon 8X12 cm, rekt, styckpris



Kolgummi elektrod för mycket känslig hud, används tillsammans med gel och tejp eller klistrande gel.

Forts. tillbehör


Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning
76154	602047	Chattanooga TENS Gel

Gel till TENS elektroder



Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning
32659	114.610Exp	Elektrod vaginal ej autoklaverbar
58500	114.242+	Analelektrod ej autoklaverbar

Cefar Peristim pro vaginal- och anal flergångselektrod för enskilt bruk.



Handomkopplare.

Medföljer i standardkonfigurationen för Cefar Rehab x2 .
Handomkopplaren kan användas i vissa NMES-program så att du kan styra tiden för muskelsammandragningarna manuellt.

