


Pranimi për stomak, zorrë dhe mëlqi • Mag-tarm-levermottagning


Kujdesi dhe ndërrimi i butonit

Skötsel och byte av knapp




Në anën e brendshme të stomakut është një balonë e mbushur me ujë. Balona e mban qëndrueshëm butonin në stomak.

Përsëri, në insidan av magen sitter en ballong fylld med vatten. Ballongen håller fast knappen i magsäcken.



Përmbajtja e lukthit nuk mund të rrjedhë jashtë.

Innehållet i magsäcken kan inte rinna ut.




I tërë uji në balonë do të ndërrohet në çdo të dytën javë. Balonaa do të përmbajë ____ ml ujë.

Allt vatten i ballongen ska bytas varannan vecka. Ballongen ska innehålla ____ ml vatten.



Futeni një shiringë prej 5 ml në ventil. Zbrazeni balonën dhe nxirreni jashtë ujin e vjetër. Merrni ujë të freskët nga rubineti dhe mbusheni balonën.

Sätt in en 5 ml-spruta i ventilen. Töm ballongen och spruta ut det gamla vattnet. Ta nytt vatten från kranen och fyll ballongen.




Nëse mungojnë më shumë se 2 - 3 ml ujë në balonë, uji duhet të kontrollohet më shpesh.

Om det saknas mer än 2-3 ml vatten i ballongen ska vattnet kontrolleras oftare.


Pranimi për stomak, zorrë dhe mëlqi • Mag-tarm-levermottagning

Kujdesi dhe ndërrimi i butonit

Skötsel och byte av knapp



Butoni do të ndërrohet në çdo tre ose katër muaj.
Knappen ska bytas var tredje eller var fjärde månad.



Gjithashtu, ndërroni butonin nëse mendoni se balona është prishur ose nëse rrjedh, ose nëse infermierja ose mjeku ju ka thënë që ai të ndërrohet.

Byt också knappen om du tror att ballongen gått sönder, eller om den läcker, eller om sjuksköterska eller läkare sagt att den ska bytas.



Mos harroni që gjithmonë ta keni në shtëpi një buton shtesë në madhësinë e duhur.

Tänk på att alltid ha en extra knapp hemma i rätt storlek.