

Senast reviderat: 2025-12-18

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Wass (monwe8)

Fempop nedom knä med venskörd från armar och ben

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op kort:	VJJ15 + VML40
Op galler/hakar:	2 st litet galler 2 st kärlgaller 1 smått o gott (2 ass. bord och 2 instrumentbord)
Op bord:	Kolfibertopp lång. Armar på vanliga armbord

Extra instrument:	2 Adson grund 1 Adson djup 2 Cone Henley Pilling 11 delar Langenbeck breda djupa Ringpincett 18 cm Castroveje 18 cm Ev. Tunnelör diffenbach 41 cm med Orange plasthylsa Ev. Tunnelör diffenbach 65 cm med blå eller grön plasthylsa Codman Venhållare Ev Fogarty 33mm Rak Ev Braun 0,8 Ev Kärklämmare Bulldog 25 mm (Transplantationsbulldog) Ev. Neuroclipstång med clips.
--------------------------	---

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Läkemedel & Vätskor:	Heparin / Nacl enligt rutin (1 ml Heparin i 500 ml Nacl) Paveron på sal Ropivacain 10 mg/ml (Ev Spädas)
Speciella önskemål:	2 Operationssjuksköterskor när flera kärteam opererar samtidigt. Dubbla uppdukningar (2 Instrumentbord och 2 Assbord).
Suturer:	4.0 Ti Cron ligatur 0 Ticon Ligatur Kärlsuturer Ev Prolene Everpoint 6.0 och 7.0 3.0 Monocryl PS-1 4.0 Monocryl PS-2
Uppläggning: (sal 82)	Huvudet mot dörr. Fötter mot Pheno. Narkosapparat patients hö sida vid dörr. Kirurgmobiler patientens vänstra sida. Lägg patienten långt ner på lång kolfibertopp. Blå prick mot Pheno. Ta bort strålskydd som hänger på bordet och häng upp det på vagnen för strålskydd. Skjut ner tillbehörsskena som sitter på bordet så att vanliga armbord går att fästa på skenorna.
Sterildrapering:	Hör med kirurg hur patienten skall tvättas. Om båda armar skall tvättas kan armarna ligga på vanliga armbord.
Övrigt material:	Le Matre Valulotom 2 Sandsäckar 2 Diafickor Tejpar Dubbelslits Enkelslis Duskmössa Slangstrumpa Märkpenna Clipstång Small och Medium 2 st Kärlsugar 2 st Monopolära diatermier Elastiska lindor till armar efter ihopsyning Grön kanyl med oliv(engångspets)

Apparater:	Använd 2 st Monopolära diatermier och 2 st bipolära diatermier. U-Ljud Flödesmätare och Probe samt Intraoperativt U-ljud Doppler och Penna
-------------------	---

