

Senast reviderat: 2025-11-14

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Ellen Rydström, Operationssjuksköterska (ellry)

VIDEOASSISTERANDE LYMFKÖRTELUTRYMNING I LJUMSKE

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Material

- Laparskopigaller
- Eventuellt sug och spolset
- Imskydd
- Gas och utsugsset
- 30-gradig optik 5 mm
- Ligasure Maryland 37 cm
- Diatermi
- Hylsa 1st 10mm med ballong CFS22, i MIS-förråd gång C
- Hylsa 2st 5mm med ballong CFS03, i MIS-förråd gång C
- Hylsa 1- 2st CFF73, i MIS-förråd gång C
- Monocryl antibakteriell 3-0
- EndoGIA-handtag, vitt magasin
- Drän HandyVac combi, tömbar påse
- EndoCatch-påse L
- Mediumclips

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

POSITIONERING

- Ryggläge
- Stövelbord OBS! SVARTA STÖVLAR, abduktion och 30-gradig extern rotation i höften
- KAD
- Mammaeset
- Slitslakan, stort
- Ass. Bordspåse
- Sterildrapering från navel till knät

Operationsbordet placeras snett i salen med MIS tornet vid patientens högra axel
MIS tornet ska inspelningsenheten AIDA

Operatören sitter eller står mellan patientens ben, assistenten sitter eller står på utsidan av benet.