

Senast reviderat: 2026-03-31

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Birthe Sigvaldsen Holmström, Operationssjuksköterska (birho25)

Metodkort Laparoskopisk Tunntarmsresektion

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op kort:	JFB01
Galler, hakar:	LAP SKOPI GALLER, 30° OPTIK
Op bord:	Standardbord + fotplatta
Extra instrument:	Ev Skopi tång bipolar Vid öppet snitt: Peang 18 crile Ev babcook, kocker mjuka tarmklämmare, pincett debakey 20cm och bruna dukar.

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Övrigt:	KAD Laparoskopiset Lamphandtag Optikskydd Insufflatorslang Troakar 12mm CTF73, 1st Hylsor 12 mm CTS, 2 st Ev Troakar 5 mm CTF LigaSure Maryland 37cm, Harmonic skalpell HAR36 eller HAR1136 (fråga operatör vilket el-instrument hen vill ha) Ev Endo Gia Ultra stapler Ev Alexisport Ev Endopouch 500-700 ml Mölnlycke Ev Monopolär diatermi Imskydd
Läkemedel & Vätskor:	Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml + 5 µg/ml Marcain 5 mg/ml
Uppläggning:	Båda armarna utåt. Dubbla benremmar vid fotplatta.
Speciella önskemål:	Fråga kirurgen vart tornet skall stå (beroende på vad som skall "tittas" på.

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se