

Senast reviderat: 2022-02-10

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Pia Abrahamsson, Operationssjuksköterska (piaab)

Metodkort Hysteroskopi akut

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op kort:	LCB25
Op galler/hakar:	HYSTEROSKOPIGALLER ABRASIOGALLER
Op bord:	Stövlar
Extra instrument:	Ev.bipolär slynga 26 ch (ligger på gynsektionen OP 8) Ev.bipolär kula 26 ch (ligger på gynsektionen OP 8)
Utrustning:	MIS 4 med fotpedal för bipolär skärning. Pedalen är märkt BIPOLÄR/HYSTEROSKOPI. Passar i uttag Ligasure/Bipolär. Fråga operatör om inställning på diatermin. (Låg effekt 1-3 Watt.) Returelektrod behövs inte men diatermin visar en varningstriangel att returelektrod saknas. Karusell-sug Droppställning med 2 st övertrycksmanschetter för 3 L (ligger på gynsektionen OP 8).

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

Övrigt:	Koppset 2 Kona-konaslangar (1 till uppsamlingspåse och 1 till resektoskop) Kameraskydd TUR-aggregat dubbel Fråga operatör om preparat ska skickas för PAD.
Läkemedel & Vätskor:	NaCl 9 mg/ml 3000 ml Klorehexidinlösning till vaginaltvätt (gynekolog vaginaltvättar)
Uppläggning:	Gynläge
Op drapering:	TUR-set
Speciella önskemål:	MIS 4 på patientens högra sida ovanför benstödet nära buken.