

Senast reviderat: 2026-04-10

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Birthe Sigvaldsen Holmström, Operationssjuksköterska (birho25)

## Metodkort Laparoskopisk gastrisk pacemaker

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Op kort:	JDW97
Galler, hakar:	LAP SKOPI GALLER 30° OPTIK Ev gastroskopi-torn
Op bord:	Fotplatta
Extra instrument:	Troakar 12mm CTF 73, 1 st Applied Troakar 5mm CTF03, 1 st Applied Hylsa 5mmCFS02, 1 st Applied Nålförare Hemolock L + magasin Bipolär tång Monopolär diatermi
Övrigt:	Dopplerskydd (till pacemakerprogrammeraren) Ev spol + sug Ligaclips LT300 Knivblad 11 <i>KAD behövs ej</i> Laparoskopiset Lamphandtag Insufflatorslang Optikskydd

**Postadress:**

Ange verksamhet  
Ange avdelning/enhet  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 10 00

**Webbplats:**

sahlgrenska.se



Läkemedel & Vätskor:	Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrog/ml Marcain 5 mg/ml
Suturer:	3-0 Ti-cron CV-305 att fästa pacemaker elektroder (15 cm långa, 2 st) 2-0 Ti-cron CV-305 att fästa pacemakern till fascian, 2 st 3-0 Polysorb V-20 subcutant Intrakutan sutur eller agraffer.
Uppläggning:	Båda armarna utåt. Dubbla benremmar.
Speciella önskemål:	MIS-torn över patientens högra axel. Op-bordet placeras så att huvudändan är rakt mot plasmaskärmen  Pacemakerdosan läggs in i 10 mm troakarhål.  <b>Spara på etiketterna från pacemaker och elektroder och lägg i journalen (läkare skall ha med) i tillägg till inskanning i datorn.</b>