

Senast reviderat: 2026- 03-31

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Birthe Sigvaldsen Holmström, Operationssjuksköterska (birho25)

## Metodkort Laparoskopisk myotomi och semifunduplicatio

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Op kort:	JCE21
Galler, hakar:	LAP SKOPI GALLER, SKOPI X-TRA GALLER, SKOPI ARM, 30° OPTIK, GASTROPSKOPI-TORN
Op bord:	Standardbord + fotplatta
Extra instrument:	Ev. Prestige tång, 1 st
Övrigt:	Ev KAD Laparoskopiset Lamphandtag Insufflatorslang Optikskydd Troakar 12mm CTF 73, 1 st Applied Hylsa 12mm CTS 22, 3 st Applied Harmonisk skalpell HAR36 Clearify Gastroskop
Läkemedel & Vätskor:	Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrog/ml Marcain 5 mg/ml Metylenblått blandat med sterilt vatten till läcktest

---

Suturer:	Ev 2-0 Ethibond SH-nål till fundoplikationen, 22 cm långa trådar, 6 st
Uppläggning:	Båda armarna utåt. Dubbla benremmar.
Speciella önskemål:	Monitor mot huvudändan på patienten. Operatören står på patientens högra sida.