

Senast reviderat: 2021-09-24

Dokumentet gäller för Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Lena Fransson, Sektionsledare (lenfr10)

Metodkort Venture

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Denna platta har vi inte längre

Op galler/hakar:	Cervikalt diskbräck galler Venture Codman slevar TM100 + implantat (blå back x 2) Ort.förrådet Trimeline hake eller Ossanohake (Brisby) Ev Micromax (gärna elektrisk) + pedal och motor + fräsar (grön back)
Övrigt:	Öronsug kanyl x 2 st Gula tork Spruta 20 ml Diatermikniv hals, isolerad Benvax Kanyl blå/grå Distraktor pinnar 12,14 el 16mm (ort.förrådet)
Suturer:	2-0 Polysorb GS-21 Steristrip

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Uppläggning:	Ryggläge, armarna utefter sidan, vakuumkudde el skallsträck (tång) till huvudet. Huvudet mot Pheno. Diatermitorn vid fotändan. Mikroskop på pat vä sida. Tensoplast till axlarna. Inga förlängningsskenor vid huvudet.
Op drapering:	Ryggset, halstape x 2
Förband:	Foam adhesive eller Tegaderm pad + dränageförband. Halskrage får patienten på vårdavdelning efter op om den behövs
Speciella önskemål:	Pheno sal 83 C-båge, sterilklädd under operationen Helena Brisby: Mikroskop, Ossanohake
Rengöring/Sterilisering:	Ta isär alla instrument. Fyll på implantat innan gallren skickas ner till sterilcentralen!
Op teknik:	Främre snitt, hals, vänster sida