

Senast reviderat: 2025-02-13

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs, Sektionsledare (annja28)

## Metodkort Expedium 6,35 mm

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning:

Op galler/hakar:	Ryggaller Bentagning fusion galler Expedium 6.35 Instrumentlåda A Expedium 6.35 Instrumentlåda B Expedium 6.35 Skruvar/stag låda C Stagavbitare rygg  Ev Expedium 6.35 Poly 8 & 10mm Låda E Ev Expedium 6.35 Hookar + instrument Låda F Ev Expedium 6.35 tvärstag Låda D
Övrigt:	<i>Per Wessberg:</i> Dränaget aktivt 10 min / timme
Läkemedel & Vätskor:	Neuro Fys-mätning (speciell personal kommer med apparat). Surgiflo

---

Suturer:	0-0 Polysorb GS-21 eller 0 PDS loop 2-0 Polysorb GS-21 eller PDS 2-0 3-0 Stratafix eller Agraffer Steristrip
Uppläggning:	Rullar
Op drapering:	Ryggset, klä alltid för spinn med Pheno.
Förband:	Foam adhesiv
Rengöring/Sterilisering:	Ta isär alla instrument.

Obs Fyll på implantat innan gallren skickas ner till sterilcentralen! Implantat finns i verkstan.

Expedium 6,35 anv sällan. Lådorna liknande som Exp 5,5 men inte identiska!