

Senast reviderat: 2025-02-13

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

Metodkort Lubinus uni höftprotes

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op galler/hakar:	Lubinus Femur Lubinus uni Totalhöftgaller, Pca hakar, Cementering, Colibri 2 borr, Precisions såg 6. H2O Pistol.
Op bord:	Vanligt bord med sidolägesmadrass + sidoläges stöd.
Övrigt:	Cement Sågblad till Precisions såg 6 (8:2)
Uppläggnig:	Sidoläge, sidolägesmadrass, sidostöd
Op drapering:	Ryggset, Slitslakan, asspåse x 1, elastisk linda x2 .

Speciella önskemål:	Proteser finns i Lubinusvagnen (8:2). Där finns även cementplugg till femur.
Suturer	Vänta med att ta upp men ha med på sal: 2:ans Ti-Cron på nål. 1:ans Stratafix (fack 87) 2:ans Polysorb GS-2 2-0 Polysorb hjul