

Senast reviderat: 2025-04-24

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Lena Fransson, Sektionsledare (lenfr10)

Metodkort TLIF 300

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Detta implantat har vi ej kvar

Op galler, hakar:	Rygg Bentagning fusion Expedium 5,5/6,35mm TM Collies låda A TM låda B AETI instr låda A
Extra instrument:	VSP petare Japan x 2 Distraktor till TLIF Expedium 5,5/6,35
Implantat:	TM300 (finns i steriltförrådet på vä sida). Provprotes finns i TM låda 3-4
Läkemedel & Vätskor:	Ev Septokoll

Suturer:	Maxonloop 0 eller Polysorb 0:an Polysorb 2-0 GS-13 Hudstaples / Hudsutur
Uppläggnig:	Bukläge: Ossanovagga eller rullar
Op drapering:	Universalset, vertikallakan
Förband:	Foam adhesiv, dränage förband
Speciella önskemål:	