

Senast reviderat: 2025-10-06

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

Metodkort Endoskopiskt diskbräck – lumbalt - kort optik

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

| | |
|----------------------|--|
| Op galler/hakar: | Slangset till pumpen 4171223 och T0503-01 Endoskopiskt / Rygg Kort Alt. Endoskopisk / rygg Universal Ev. Endoskopiskt / Rygg Shaver |
| Extra instrument: | <ul style="list-style-type: none">• Bipolär Elektrod kort 280mm, Finns i sterilförråd 8:2 4993691• Flergångs borrar/fräs till shaver 899751 304, -504, -514, -004 (blå back) |
| Övrigt: | Beredskap för konvertering!! Ställ en vagn utanför salen. Ryggset, loban, kameraskydd, c-arm drape, knivblad nr 15.C-båge skydd |
| Läkemedel & Vätskor: | Na.Cl påse 3 liter x många +2,5 liters sugpåsar x många. Ev Neptun sug Ropivacain 10mg/ml |
| Uppläggning: | Ossanovagga och Standardbord med lång kolfibertillsats. Operatören står på patientens vänstra eller högra sida. Dvs. är det ett högersidigt diskbräck står operatören på höger sida. Se till att det armbordet är så långt upp som det går. Operatören står på ståpall, ställ pedalen till bipolärdiatermi på ståpallen. Pedalen till C-bågen kan stå på golvet. |

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

| | |
|---------------------|--|
| Speciella önskemål: | C-båge nr 59, RyggEndoscopitorn, speciell bipolär diatermi + shaver står på stapeln (Wolf). Det vanliga tornet kan tas ut från op. salen. Genomlyser en hel del, använd röntgenförkläde! |
| Op teknik: | Operatören är med och lägger upp. |

PLACERING AV SAKER PÅ SALEN (diskbräck vänster)

