

Senast reviderat: 2024-04-19

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

## Metodkort Expedium Verse 5,5 mm

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Op galler/hakar:	<p>Ryggaller Bentagning fusion galler Expedium Verse Låda A Expedium Verse Låda B Expedium Verse Låda C Stagavbitare Ev Expedium 5,5 hookar låda F (fråga operatören vid time in)</p> <p>Navigering:</p> <p>Navigering grund</p> <p>Navigering Mall</p> <p>Navigering Skruvmejsel</p> <p>Förpackningar med reflexkulor 3 kulor / fp 7 st. Ev skydd till skärmen om inte tangentbordet anv. Engångshandtag till kameran.</p> <p>Vid fraktur eller osteotomi Tvärstag expedium 5,5</p>
------------------	--

**Postadress:**

Hybrid och Intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

---

Extra instrument:	Ta med implantatskåp från ortopedförrådet (8:3) Advance = kanulerade skruvar.
Övrigt:	Neurofys är ofta med.
Läkemedel & Vätskor:	Surgiflo
Suturer:	0 PDS loop eller Polysorb 2-0 PDS eller 2-0 Polysorb GS21 Agrafer eller intracutant (3-0 Stratafix)
Uppläggning:	Bukläge, rullar

Önskemål om 2 diatermier.

---

Op drapering:	Ryggset Ryggkit i blå kundkorg (op 8) Tvätta och klä från nacken och ner till rumpan. Fäst upp sterildraperingen så att Pheno kan göra spinn utan problem.
Speciella önskemål:	Pheno Vattenpistol, finns på sal 83,85. Morfin blandning + tillbehör

Vid scoliosop önskemål om 2 monopolära diatermier!