

Senast reviderat: 2024-06-04

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, Sektionsledare (monak1)

## Metodkort

# Hantering av preparat vid njurtransplantation + Exploration av transplanterad njure

Lokal rutin som gäller för operation 1 och 8

### Vid njurtransplantation:

Utgångsbiopsin tas efter påsläpp med njurbiopsinål 16G x 100mm (CS16100-00).

- Använd en rosa kanyl för att försiktigt biopsin från biopsinålen
- Lagg biopsin i en 30ml pad burk som är förfylld med formalin.
- Biopsin ställs sedan id-märkt i rumstemperatur i preparatrummet på operation 1 alt. 8
- Skickas till patologen när PAD-remiss är klar

### Vid exploration av transplanterad njure:

Njurbiopsin läggs i preparatburk med formalin. PAD-remiss skrivs och skickas tillsammans med njurbiopsin direkt till patologen med begäran om snabb svar. Ring enl nedan före ni skickar biopsin.

- ❖ Dagtid/vardagar innan kl 16.00. Tel: 266 74
- ❖ Jourtid: Ring patologen innan och hör om de kan ta emot biopsin  
Mobil: 0707-30 37 79
- ❖ **Ansvarig för biopsier på lab:**  
Jasminka Sirovina tel: 266 74

**Obs! Hantera biopsin varsamt!**

---

**Postadress:**

Hybrid och Intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se