

Senast reviderat: 2022-02-20

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Pia Abrahamsson, Operationssjuksköterska (piaab)

## Metodkort Transurethral resektion blåsa

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Op kort:	KCD02
Extra instrument:	<i>Alternativ 1</i> TURGALLER (Bipolärt Storz)  <i>Alternativ 2</i> Resektoskop (Monopolärt Storz eller Wolf) Cystset Tomey-spruta  Optik 12 + 70 grader Slynga Kula (ev) 20 cc spruta TUR-aggregat K/K-slang Koppset Steril uribag + Y-rör (ev)
Övrigt:	Inställningar:  Monopolärt Skärning: 70-110 W Pure Koagulation: 40-80 W Fulgurate  Bipolärt

---

	Operatör väljer styrka men börja alltid med lägsta energivalet och öka successivt under operationen tills det ger önskad effekt
Övrigt:	Vid större blödning, Heparin i spänner, var god se TURP.
Läkemedel & Vätskor:	<b>Monopolärt - Sterilt vatten (3000ml)</b> <b>Bipolärt – NaCl (3000 ml)</b>  <b>OBS – Korrekt vätska måste användas för att systemet ska fungera</b>
Uppläggning:	Stövlar
Op drapering:	TUR-set