

Senast reviderat: 2022-02-20

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Pia Abrahamsson, Operationssjuksköterska (piaab)

Metodkort TURP – Transurethral resektion prostata

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framlockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op kort:	KED22
Extra instrument:	Optik 12 + 70 grader Resektoskop Cystset Tomey-spruta Slynga, ev kula TUR-aggregat K/K-slang 20 ml spruta Kopp-set Steril uribag + Y-rör Vissa urologer kan tänkas använda även det enkla rektoskopet (Wolf 24 eller 26 Ch). Vid stora prostata adenom med enkelt resektoskop (26 Ch) kan man behöva använda Reuter-troakar. Denna sätts direkt in i blåsan via buken, på troakaren kopplas en avflödesslang. Postoperativt sätts 1 st Handyvack nr 14 som topkateter, denna sys fast. Kopplas till kontinuerligt spoldropp.
Inställningar:	Monopolärt Skärning: 120-180 W Pure Koagulation: 50-80 W Fulgurate Bipolärt: Fråga operatör

Läkemedel & Vätskor:	Monopolärt - Sterilt vatten (3000ml) Bipolärt – NaCl (3000 ml) OBS – Korrekt vätska måste användas för att systemet ska fungera
Uppläggning:	Stövlar
Op drapering:	TUR-set
Speciella önskemål:	Preparatet vägs. 2,5 ml Heparin 5000 IE/ml i spanner. Narkosen mäter Hb efter 3 påsar, dvs 9 liter.