

Viktig information gällande Litiumheparinrör för kapillär provtagning från Marknadsplatsen!

Informationen gäller litiumheparinrör beställda från Marknadsplatsen

Till hela VG-regionens provtagande enheter som använder sig av litiumheparinrör för kapillär provtagning, vänligen notera att rör med specifikt lotnummer/batchnummer A25013E6 behöver bytas ut.

För mer information [Rör kapillär Li-hep gelrör ljusgrön 0,8 mL plasma från BD](#)

Klicka på länken för mer information Länk till Marknadsplatsens informationssida gällande kapillära litiumheparinrör Lotnummer/Batchnummer A25013E6 Skärmsklipp från Marknadsplatsen beställningssida

Lotnummer/Batchnummer A25013E6



Skärmsklipp från Marknadsplatsen beställningssida

Klinisk kemi Regional laboriemedicin

Kontakt Birgitta Olofsson birgitta.olofsson@vgregion.se