

Centralisering för provtagning av kryoglobulin

Informationen vänder sig till slutenvården, mottagningar och öppenvården inom VGR.

Provtagning av Kryoglobulin

Analysen **Kryoglobulin** ställer särskilda krav på provtagning, hantering och transport i obruten värmekedja. För att säkerställa hög kvalitet och tillförlitliga resultat centraliseras därför provtagningen av analysen.

Från och med **2026-06-11** kommer provtagning för kryoglobulin endast utföras på provtagningarna listade nedan.

Provtagningar i regionen

- Provtagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Provtagning Borås
- Provtagning NÄL

Tidsbokning för provtagning på Sahlgrenska sker av patient, via QR-kod eller via telefon (031 - 343 10 20). Tiden som bokas ska vara innan 14:00.

[Provtagning Sahlgrenska sjukhuset](#)

Blå stråket 5



För övriga provtagningar sker tidsbokning via remitterande enhet eller enligt instruktioner från provtagningsenhet. Drop-in är inte tillgängligt för denna analys.

Vid behov av provtagning på inneliggande patient kontakta Klinisk kemis jourläkare (031 - 342 77 96)

Vid provtagning på barn vänligen kontakta barnprovtagningen på Barnsjukhuset (031 - 343 45 75)

Provtagning i obruten värmekedja vid andra beställningar

Kryoglobuliner är immunglobuliner som precipiterar (faller ut) vid temperaturer under 37 °C och påverkar främst analyser som innefattar immunglobuliner. Vid förekomst av kryoglobuliner kan andra prover behöva tas och hanteras enligt rutiner för obruten värmekedja, till exempel S-Proteinelfores och S-M-komponent (känd). Provtagning av sådana beställningarna utförs endast vid provtagningarna som anges ovan.