

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention, Intervention 1 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Roya Razzazian, (mahra), Sektionsledare

Godkänd av: Johan Bengtsson, (johbe11), Verksamhetsutvecklare

Giltig från: 2024-04-25

Giltig till: 2026-04-25

# Bäddning av angiobord i14 och i15

## Intervention 1 SU/S

### Syfte

Att tydliggöra hur angiobord ska bäddas för att vara förberett för nästa patient.

### Arbetsbeskrivning

När labbet har städats ska angiobordet bäddas för att vara iordningsställt till nästa patient.

Vik lakanet på längden och placera på angiobordet så det även täcker huvudstödet. Den vikta sidan ska ligga mot manöverrummet. Hörnen som hänger ned vid huvudstödet viks in under huvudstödet.

Vik ett draglakan på tvären och placera på angiobordet. Vikta sidan ska ligga mot manöverrummet och draglakanet ska placeras så det ligger från axlarna och ner.

På vänstra sidan ska alltid ett armstöd sitta ca 1 dm ner på bordet.



## Ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs. Varje medarbetare ansvarar för att följa den gällande versionen av rutinen.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Intervention 1 ansvarar för att följa upp och revidera rutinen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Hybrid och intervention, Intervention 1  
Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Roya Razzazian, (mahra), Sektionsledare

**Godkänd av:** Johan Bengtsson, (johbe11), Verksamhetsutvecklare

**Dokument-ID:** SU9777-819499373-195

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2024-04-25

**Giltig till:** 2026-04-25