

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin, Lungdiagnostisk mottagning Sahlgrenska

Giltig från: 2026-03-05

Innehållsansvar: Mia Johansson, (miajo2), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-05

Granskad av: Marie Roth, (marro50), Vårdenhetschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

DIAGN – Provhantering bronkoskopi – omvårdnadsrutin

Förändringar sedan föregående version

Korrigerad text i tabeller provtagning Fibros BAL och Provtagning vid bronkoskopisköljning FACS analys.

Bakgrund och syfte

Beskrivning för att provhantering utförs på ett säkert sätt.

Förutsättningar

Sjuksköterskor på Lungdiagnostisk mottagning, verksamhet Specialistmedicin, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.

Vårdenhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Utförande

Provtagning vid BAL avseende infektionsdiagnostik

Prov	Rör	Minsta mängd för analys	Remiss
Allm + Svamp odl.	Sterilt rör	5 ml	ROSP
Atypiska luftvägsbakt	Sterilt rör	2 ml	ROSP
P jiroveci, PJ-PCR	Sterilt rör	2 ml	ROSP

Aspergillus antigen	Sterilt rör	1 ml	ROSP
TB odling + PCR	Sterilt rör	5 ml	ROSP
Direkttid för Luftvägsblock	Sterilt rör	5 ml	ROSP

PCR för luftvägsvirusen Influenza ABC, RS-virus, Rhinovirus, Coronavirus, Metapneumovirus, Adenovirus, Parainfluenzavirus, Enterovirus, Ch.pneumoniae och M.Pneumoniae.

Cytologi	Sterilt rör/flaska	cirka 10 ml	Cytologi
-----------------	--------------------	-------------	----------

Provet skall vara ofixerat och skickas på is.

Cytospin utförs på all ofixerad BAL-vätska.

Övriga BAL-prover

Eosinofila ofixerat prov	Sterilt rör/flaska	Cytologi/fibros
Fibros BAL	Sterilt rör/flaska	Cytologi/fibros

Provet skall vara ofixerat och skickas på is.

Provtagning vid sköljning, borstning, finspetspunktion samt biopsier

Prov	Rör	Remiss
Cytologi	Sterilt rör Späds med lika delar cytolyt	Cytologi
Allm odling	Sterilt rör	ROSP
Tb-odling	Sterilt rör	ROSP
Bronkoskopi/transbronki eller biopsi	Provtagningsburk förfylld med formaldehydlösning	PAD
Provtagning vid TBNA	Utstryksglas + sterilt rör med ofixerat aspirat	Cytologi
Facs-analys vid TBNA, bronksköljvätska	Sterilt rör, ofixerat. Frågeställning skrivs på remiss.	Hematologi

Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjefe ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har vårdenhetschefen eller av denne utsedd person.

Arbetsgrupp

Framtagen av: Jeanette Sundberg, sjuksköterska, Eva Erriahi, undersköterska Lungdiagnostisk mottagning.

Denna version reviderad av: Mia Johansson, sjuksköterska, Lungdiagnostisk mottagning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin, Lungdiagnostisk mottagning Sahlgrenska

Innehållsansvar: Mia Johansson, (miajo2), Sektionsledare

Granskad av: Marie Roth, (marro50), Vårdenhetschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9788-135611145-131

Version: 9.0

Giltig från: 2026-03-05

Giltig till: 2028-03-05