

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad
Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare
Granskad av: Per Persson, (perpe8), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-07
Giltig till: 2027-11-07

Övrigt - Pleuradrän/pigtail - uppdukning

Revideringar i denna version

251107 Färdig låda ”pleuratappning” iordningställd i sterilen enligt nedan

Syfte

Säkerställa att rätt utrustning finns till hands vid inläggning av pleuradrän/pigtail.

Arbetsbeskrivning

Klädsel

- Plastförkläde
- Sterila handskar

Uppdukning

- 1 opduk utan klister
- 1 litet sterilt omläggingsset; peang, tussar och kompresser
- 1 pleuratappningsset
- 1 spruta 5 ml
- 1 uppdragningskanyl, rosa
- 1 i.m. kanyl, svart

Under vagnen

- Inj Xylocain 10 mg/ml
- Klorheidinsprit 5mg/ml, färgad
- Pigtail, storlek enligt ordination

Granskare/arbetsgrupp

Ann-Sofie Brandén, Instruktör CIVA, AnOpIVA, Område 5, SU/S

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska,
Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning,
Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ
vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård

Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Granskad av: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1356

Version: 8.0

Giltig från: 2025-11-07

Giltig till: 2027-11-07