

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Marie Felldin, (marfe13), Överläkare

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-02-21

ABO-inkompatibel njurtransplantation med levande givare – Utvidgad blodgruppering och anti-A och B-titernivå

Inför planerad ABO-inkompatibel njurtransplantation med levande givare måste utvidgad utredning på blodcentralen göras av alla recipienter och donatorer

Remisser:

Samma remisser som vid vanlig blodgruppsbestämning.
Personidentifikation, märkning av rör och signering av remisser enligt gällande rutiner.

Donatorn:

- Provtagning med 1 st EDTA-rör
- På remissen anges:
 - – Tilltänkt ABO inkompatibel njurdonator:
 - – A1 typning (gäller donator med blodgrupp A eller AB).

Mottagaren (recipient):

- Provtagning med 1 st EDTA-rör
- På remissen anges:
 - – Tilltänkt recipient av ABO inkompatibelt transplantat.
Donatorns blodgrupp är X.
 - – Antikroppstitrering (=recipients antikropps-nivå mot donatorns blodgrupp måste bestämmas).

Transport:

Provtagningsrör (kyltransport ej nödvändig) och remisser sänds med vanlig postgång (2-3 dagar) till:

Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Vita stråket 13

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Tel. 031-342 17 48

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Marie Felldin, (marfe13), Överläkare

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-93

Version: 9.0

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-02-21