

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Akutvagn 139 – Grön, Orange, TRIMA och Blå modul

Akutvagn skall kontrolleras varje vecka:

Söndag-måndag natt av nattpersonal, torsdag av dagpersonal, samt efter användning.

Alla utförda kontroller skall bokföras, signeras och dateras på separat checklista.

Kontrollera att defibrillatorn fungerar genom att dagligen se att den gröna lampan på defibrillatorn blinkar.

SKÖTSEL - KONTROLLERA ATT:

1. Checklistan och akutvagnens innehåll stämmer överens. Fyll på det som fattas.
2. Utgångsdatum på sterilgods och läkemedel.
3. Laryngoskop, lampa samt batteri fungerar.
4. Celocurinklorid[®] byts varannan månad och dokumenteras på separat checklista. **Utförs av nattpersonalen**
5. Rengörs sista helgen i månaden samt vid behov av nattpersonalen.

INNEHÅLL	ANTAL
På akutvagnen	
HeartStart FR3	1 st
Stickburk	
Manual HeartStart FR3	2 st
Ambu ventilationsblåsa med O ₂ -reservoar	1 st

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Övertrycksmanschette	1 st
Behandlingskort	
Pocketmask med O ₂ -anslutning	1 st
B-glukos-set	1 skål
På höger sida vagnen	
Syrgastub kopplad till sug via dubbelaggregat	1 st
På akutvagnens droppställning	
Tribonat 100 ml	2 st
Sugkateter nr 16	2 st
Övre sidofack vänster sida	
Syrgasgrinna	1 st
Syrgasmask	1 st
Syrgasmask med reservoar (traumamask)	1 st
Narkosmask Nr. 3 och 4	1 st av varje
Mellersta sidofacket vänster sida	
Stetoskop	1 st
Blodtrycksmanchett	1 st
Pox	1 st
Nedre sidofacket vänster sida	
CPAP-set färdigkopplat för O ₂ med reglerbart motstånd 5-10 cm H ₂ O	1 st
CPAP-Filter	1 st
Steril 20 ml spruta	1 st
Manometer i pappkartong	1 st
Låda 1	
Linjerat a-5 block	1 st
Penna	1 st
Arbetsblad vid hjärtstopp	minst 3
Stora behandlingskort	5 st
Tidtagarur	1 st

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Ficklampa	1 st
Magnet	1 st
Reservnyckel till läkemedelsrum	1 st
Låda 2	
Laryngoskophandtag med laryngoskopblad nr 3	1 st
Laryngoskopblad nr 4	1 st
Reservlampa och batterier till laryngoskop	1 st
Optilube	1 st
Nästub "kantarell" nr. 28 och 30	1 st av varje
Svalgtub grön (8), gul (9),	1 st av varje
Trachealtub: Oral/Nasal 6 lång med kuff och 7 mm	1 st av varje
Thomas tubhållare	1 st
Larynxmask	1 st
Magillstång	1 st
Capnograf	1 st
Peang	1 st
V-sond, Salem sump sond nr. 12 och 18	1 st av varje
Ledare vit 3,3 mm	1 st
Ledare brun nr. 14	1 st
Tuggbuss	1 st
Spruta 20 ml	1 st
Tejp	1 st
Bomullsband	1 st
Sax	1 st
Tungspatel	1 st
Låda 3 Läkemedel och blodgassprutor	
Adrenalin 0,1 mg/ml	10 x 10 ml
Adrenalin 1 mg/ml (hållbar 1 år i rumstemperatur)	2 x 1 ml
Atropin 0,5 mg/ml	1 x 20 ml
Atropin 0,5 mg/ml	2 x 1 ml

Commented [SJ1]: Capnograf

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Betapred 4 mg/ml	2 x 1 ml
Betapred tabl. 0,5 mg	30 st
Bricanyl 0,5 mg (Terbutalin)	1 ml x 1 st
Celokurinklorid 50 mg/ml	2 x 2 ml
Cordarone/Amiodaron 50 mg/ml	3 x 3 ml
Diprivan/Propolipid 10 mg/ml	2 x 20 ml
Furix/Furosemid 10 mg/ml	2 x 4 ml
Glucos 300 mg/ml (30 %)	9 x 10 ml
Ipratropiumbromid 0,25 mg/ml (Atrovent)	2 st
Lidocain 10 mg/ml (till intraosiös nål)	10 ml 1 st
Midazolam 1 mg/ml	4 x 5 ml
Midazolam (Buccolan) 10 mg	2 st
Narcanti/Naloxon/Nexodal 0,4 mg/ml	2 x 1 ml
Nitrolingual 0,4 mg/dos	1 st
Seloken 1 mg/ml	3 x 5 ml
SoluCortef 100 mg	3 ampuller
Stesolid 5 mg/ml	3 x 2 ml
Stesolid/Diazepam rektallösning 5 mg/ml (klysmå)	1 st
Stesolid/Diazepam rektallösning 10mg/ml (klysmå)	1 st
Tavegyl 1 mg/ml	1 x 2 ml
Tavegyl tabl. 1 mg	2 st
Teofyllamin 23 mg/ml	2 x 10 ml
Ventoline 2 mg/ml	2 x 2,5 ml
Trandate 5 mg/ml	1 x 20 ml
Vortex non electrostatic Holding Chamber	1 st
Ventoline spray 0,1 mg/dos	1 st
Spruta 1, 3, 5, 10 och 20 ml	3 st av varje
Låda 4	
Infusionsaggregat Volumat Line	2 st

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Infusionsaggregat med luftning	2 st
Infusionsaggregat med 3-vägskran	2 st
Sprutspets 0,7 (svart), 0,6 (blå), 1,2 (rosa)	5 av varje
Luerlock och Svanlock	4 st av varje
Läkemedelsetiketter- spruta: Furix, NaCl, och blank etikett	5 st av varje
Artärnål	2 st
Intraosseös borr	1 st
Fixation för intraosseös nål	1 st
Intraosseös nål blå och gul	1 av varje
Blodgasspruta med kanyl	1 st
Blodgasspruta utan kanyl	1 st
3-vägskran med 10 cm förlängning	2 st
Mini Spike	2 st
PVK blå, rosa, grön, vit och grå	2 st av varje
Klorhexidinsprit 250 ml	1 st
Etiketter för läkemedelstillsatser – infusion	10 st
Celltork injektionsservetter	10 st
Tejp	1 st
Natriumklorid 9 mg/ml, 20 ml	10 st
NaCl 9 mg/ml förfylld spruta	10 st
Stasband	1 st
PVK-förband	4 st
Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml infusion	4 st
Låda 5	
Sterila handskar stl 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5	1 st av varje
Nålförare	1 st
Sutur stl 3,0	2 st
Engångsskalpell nr 10, 11 och 20	1 st av varje
Sterilt inläggningsset CVK 8,5 F	2 st

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Secalon 1,25 mm(grön) och 1,7 mm (grå)	2 st av varje
Tegadermförband 10 x 12 cm	3 st
Suturkniv	3 st
Subcutan PM elektrod	2 st
Låda 6	
Sternotomigaller	1 st
Pincett Oehler mellan 1x2 klo	1 st
Pincett DeBakey	1 st
Sax Mayo böjd	2 st
Nålförare Chubby	1 st
Nålförare Ryder	1 st
Risslersug (Bugges) mellanstor böjd	1 st
Ståltrådsavbitare liten	1 st
Hake Hund/Quervain med sternum blad	
Transvenöst Pacemaker set	1 st
Pacemakerkabel (Kammare)	1 st
Pacemakerkabel (Förmak)	1 st
Mefix	1 st
Extern Pacemaker med kammarkabel	1 st
Glucos 50 mg/ml 100 ml och 500 ml	1 st av varje
Ringer-Acetat 1000 ml	1 st
Ringer-Acetat 500 ml	1 st

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Sofia Johansson, (sofjo6), Vårdenhetschef

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-96

Version: 14.0

Giltig från: 2025-01-14

Giltig till: 2027-01-14