

HLR – utplacerade defibrillatorer, Alingsås lasarett

Syftet är att tillse snabb defibrillering vid händelse av hjärtstopp.

Bakgrund

För att kunna konstatera ett hjärtstopp enligt HLR-rådet skall två undersökningar göras:

- Kontroll av medvetande
- Kontroll av andning

Om patienten är medvetslös ingen eller onormal andning – larma och starta HLR.

Möjlighet att överleva ett hjärtstopp påverkas av tiden från att hjärtstoppet inträffar till dess att åtgärderna sätts in. Varje år räddas cirka 900 människor genom HLR på sjukhus. Dessa räddas till en god neurologisk funktion i 90% av fallen. Det är tack vare det fortlöpande arbetet med HLR-utbildning, kvalitetssäkring och forskning som pågår ute i landet. Under år 2023 överlevde 939 personer, den högsta siffran någonsin. Totalt erhåller cirka 90% HLR inom 1 minut efter hjärtstopp. Närmare 90% av alla som har kammarflimmer som initial rytm blir defibrillerade inom 3

minuter efter hjärtstopp. Sammantaget har överlevnaden ökat från cirka 25% till 36% mellan åren 2008 och 2023.

HLR-rådets behandlingsmål vid hjärtstopp inom sjukvården är följande:

- Starta HLR inom 1 minut
- Larma inom 1 min
- Defibrillering inom 3 min vid VF/VT
- Uppföljning av all utförd hjärtstoppbehandling

För att säkerställa att defibrillator finns nära till hands vid händelse av hjärtstopp på Alingsås lasarett är 8 st. defibrillatorer monterade på platser lätt tillgängliga för personal och allmänhet.

Defibrillatorer finns på:

- Plan 1, matsal och konferens (1st)
- Plan 2, entré, radiologi och mottagningar (3st)
- Plan 3, hiss C, vårdavdelning, IVA och operation (1st, IVA och operation har egna)
- Plan 4, hiss A och hiss C, vårdavdelningar (2st)
- Plan 5, hiss B samt A, vårdavdelningar (2st)
- Rehab, Plan 1 samt plan 2 (2st)

Åtgärd

En gång i veckan kontrolleras att skåp samt väska till defibrillator är intakt och obruten, samt att den gröna lampan blinkar. Ingen signal ska ljuda. Kontroller utförs av utsedda HLR-instruktörer på Alingsås lasarett.

Vid problem med defibrillator ska kontakt tas med operationsavdelningen, anknytning **64 66**, efterfråga Helena Franz.

Medarbetare på avdelning som har använt defibrillatorn ansvarar för att den återställs i ursprungligt skick. Om allmänheten använt defibrillatorn ansvarar medarbetare som blivit kontaktad i händelseförloppet för att den återställs i ursprungligt skick. Nya

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

elektroder samt batteri finns att hämta på
intensivvårdsavdelningen (IVA), anknötning **63 00**.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Sjukhusen i väster

Innehållsansvar: Helena Franz, (helni10),
Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Per Wiger, (perwi3), Chefläkare

Dokument-ID: SV9024-2108058916-152

Version: 4.0

Giltig från: 2025-08-07

Giltig till: 2027-08-07