Patientinformation

Skötsel av conformer

En ”conformer” är placerad i ögonhålan för att forma den för en ögonprotes. Conformern är tillverkad i plast eller silikonmaterial.

Om den ramlar ut, tvätta den med diskmedel eller någon mild tvållösning och skölj den väl.

Tvätta dina händer.

För att sätta conformern på plats, lyft upp det övre ögonlocket med ena handens pekfinger. För med den andra handen in conformern under det upplyfta övre ögonlocket.

Dra ner det undre ögonlocket och skjut in conformerns nedre kant. Den avsmalnande delen av conformern skall peka mot näsan.

Conformern behöver inte tas ut för rengöring rutinmässigt.

Slem och vätska kan samlas bakom conformern för att sedan rinna ut. Detta är normalt!

Om slemmet blir gult och segt skall du kontakta ögonmottagningen.

Kontakta oss

Ögonkliniken
Uddevalla sjukhus
451 80 Uddevalla

☎ 010-435 31 00 (sjuksköterska)

www.nusjukvarden.se

Du kan också kontakta oss via Vårdguidens E-tjänster www.1177.se
Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt via telefon 1177.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN