Senast reviderat: 2024-02-01
Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8
Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Operationssjuksköterska (annja28)

Metodkort Amputation tibia /_femur

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op galler, hakar:	Amputationsgaller
Op bord:	Standard op. bord
Extra instrument:	Knästöd finns i sterilförrådet op 8. Det finns 3 olika storlekar, Small, Medium och Large.
Suturer:	0 Polysorb GS-21 2-0 Polysorb GS-21 2-0 Polysorb ligaturhjul Hudsutur /Agraffer
Uppläggning:	Ryggläge
Op drapering:	Ryggset Fritt ben. Vid underbensamputation –från knät, kläd så långt ner mot foten utan att ta bort ev. förband som möjligt. Vid lårbensamputation –från knät, kläd så högt upp mot ljumsken som möjligt

Postadress:
Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:
031-342 10 00

Webbplats:
sahlgrenska.se

Förband:	Lårben - Sårdyna, 1 pkt omärkta, fluffade kompresser, elastotellinda (Selefix linda) Vid underbensamputation – Gipsskena eller **Össur Ridid Dressing**. Detta förband hämtar ”bakavdelningen” på avd 15/28. Detta skall komma med patienten, ”vacumkudde”, örngott och pump. Ortopeden skall informera patientens vårdavdelning om detta
Speciella önskemål: Op.teknik	Ev. blodtomhetsmanschett. Ev. såg. Ev. borr Den amputerade delen läggs i gul låda. Om det är ett lårben kanske benet måste delas får att få plats i lådan. Lådan märks på sedvanligt sätt. Inga runda tunnor får skickas till förbränning. orto.nu: Amputation transfemoralt orto.nu: Amputation transtibialt

Postadress:
Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:
031-342 10 00

Webbplats:
sahlgrenska.se



Postadress:
Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:
031-342 10 00

Webbplats:
sahlgrenska.se

[redacted]
125

Rutin för Össur Rigid Dressing (ORD) på avdelning

Alla patienter som amputeras på transtibial nivå ska erhålla Össur Rigid Dressing (ORD), som är ett vacuumförband. Detta kommer att ersätta tidigare gips. Fördelarna med ORD är att såret lättare går att inspektera samt att risken för kontrakturer och trycknekroser minskar.

ORD ska appliceras direkt på operation, alternativt på avdelningen dagen efter operation. Se separat anvisning för påsättning. ORD finns i två sorlekar, small och large. Vilken storlek som ska väljas har att göra med omkretsen på den distala änden av amputationsstumpen. Se tabell sidan två.

Anvisning för vilken storlek som ska väljas finns i produktbeskrivningen. Omkretsmåttet ska tas ovanpå sårförbandet vilket gör att personal på avdelningen får uppskatta storleken. Vid svårigheter skickas båda storlekarna med till operation.

När en patient åker till operation för planerad amputation på transtibial nivå ska avdelningen se till att ORD skickas med. Till ORD hör även en pump som används för att pumpa ut luften ur själva förbandet. Pump ska även finnas på operation och behöver således ej skickas med.

Under ORD (närmst huden) ska det sitta en tubifast och stumpen ska därefter lindas med polster. Då patienterna har upplevt att det blir svettigt och varmt under ORD har personal på avdelningen upptäckt att detta kan minskas genom att sätta ett örngott runt stumpen, ovanpå polstern. De sterila förbanden över själva operationssåret ska sitta kvar och bytes endast vid behov. Stumpen kommer behöva luftas 3 ggr/dag i cirka 20-30 min, vilket är sjuksköterskans och undersköterskans uppgift att se till att det blir gjort. Detta bör skrivas in i en sårplan med tider för luftningen, förslagsvis kl 08, 14 och 20.

Dag 4 postop. kommer fysioterapeuten att mäta stumpen och därefter kontakta OTA för att beställa en liner. Dag 5 postop tas ORD bort och ersätts nu med liner (enl schema) samt kontrakturskena. Kontrakturskenan ska patienten ha på sig dygnet runt, tillsammans med kompressionsstrumpa (undantaget när de tränar el har på sig liner).

Avdelning 125 ~~231~~ är ansvariga för förvaring av ORD. Det ska finnas både small och large att tillgå. Om någon ORD har kasserats kontaktas OTA på tel 30797 för beställning av nya.

Skicka med till op:

- *Össur rigid dressing*
- *Örngott*